

10-inch Plaque chauffante céramique

Réf. : HC-G500P

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Plateau
HC-G500P	amb.. to 500 °C, (1 °C Step)	254×254 mm (10 inch)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La plaque chauffante numérique 10 pouces répond aux besoins de chauffage à haute température et de régulation précise. La plaque en vitrocéramique offre un chauffage sûr, efficace et traçable pour la production industrielle, les essais de laboratoire et la fabrication de précision.

Caractéristiques :

Surface de chauffe extra-large 10 pouces en céramique, très résistante à la corrosion chimique et à excellente conductivité thermique.

Large plage de température, de l'ambiante à 500 °C ; affichage LCD en temps réel.

Raccordable à une sonde externe PT1000, précision de régulation jusqu'à $\pm 0,2$ °C.

Avertissement de sécurité

si la plaque dépasse 50 °C après l'arrêt, le voyant clignote en continu pour éviter les brûlures.

Journalisation

enregistrement en temps réel des données via carte SD pour la traçabilité.

Minuterie

réglage du temps de fonctionnement sans surveillance.