

-25°C / 5°C Combination Réfrigérateur/Congélateur

Réf. : RFZ-25V300 • RFZ-25V370 • RFZ-25V530

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
RFZ-25V300	F: -10 à -25; R: 2	198 L
RFZ-25V370	F: -10 à -25; R: 2	183 L
RFZ-25V530	F: -10 à -25; R: 2	273 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur de laboratoire (-25 à -60 °C), version verticale ou coffre, pour la conservation d'échantillons et réactifs.