

Economic -40°C Congélateur vertical

Réf. : 7 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
FZ-40V270E	-20 à -40 °C	268 L
FZ-40V280E	-20 à -40 °C	278 L
FZ-40V330E	-20 à -40 °C	328 L
FZ-40V360	-20 à -40 °C	358 L
RFZ-40V370	F: -20 à -40R: 2 à	368 L
FZ-40V530	-20 à -40 °C	528 L
FZ-40V1000	-25 à -40 °C	936 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur de laboratoire (-25 à -60 °C), version verticale ou coffre, pour la conservation d'échantillons et réactifs.