

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau SP-UV752NP

Réf. : SP-UV752NP

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV752NP
Photométrie	Simple faisceau
Type de monochromateur	Czerny-Turner
Focale	160 mm
Réseau	1200 lignes/mm
Détecteur	Photopile silicium
Réglage de la longueur d'onde	Molette manuelle
Plage de longueurs d'onde	200–1000 nm
Précision en longueur d'onde	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤1 nm
Bande spectrale	2 nm
Lumière parasite	≤0,1 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)
Plage photométrique	0–100,0 %T ; 0–1,999 A ; 0–1999 C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau à monochromateur Czerny-Turner (focale 160 mm), réseau 1200 lignes/mm et détecteur à photopile silicium, couvrant la plage 200–1000 nm.