

-86°C ultra-basse température Congélateur

Réf. : UFZ-86V410P • UFZ-86V590P • UFZ-86V730P • UFZ-86V840P

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
UFZ-86V410P	-40 à -86 °C	408 L
UFZ-86V590P	-40 à -86 °C	588 L
UFZ-86V730P	-40 à -86 °C	728 L
UFZ-86V840P	-40 à -86 °C	838 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur ultra-basse température (-86/-150 °C) pour la conservation longue durée d'échantillons biologiques.