

-86°C Ultra Cold Congélateur

Réf. : 7 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
UFZ-86V60E	-40 à -86 °C	58 L
UFZ-86V180E	-40 à -86 °C	188 L
UFZ-86V340E	-40 à -86 °C	340 L
UFZ-86V410E	-40 à -86 °C	408 L
UFZ-86V590E	-40 à -86 °C	588 L
UFZ-86V730E	-40 à -86 °C	728 L
UFZ-86V840E	-40 à -86 °C	838 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur ultra-basse température (-86/-150 °C) pour la conservation longue durée d'échantillons biologiques.