

-86°C ultra-basse température Congélateur

Réf. : UFZ-86V30 • UFZ-86V110E • UFZ-86V160E • UFZ-86V940



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
UFZ-86V30	-40 à -86 °C, adju	28 L
UFZ-86V110E	-40 à -86 °C, adju	108 L
UFZ-86V160E	-40 à -86 °C, adju	158 L
UFZ-86V940	-40 à -86 °C, adju	938 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Congélateur ultra-basse température (-86/-150 °C) pour la conservation longue durée d'échantillons biologiques.