

-86°C ultra-basse température Congélateur

Réf. : UFZ-86V340 • UFZ-86V410 • UFZ-86V590 • UFZ-86V730 • UFZ-86V840

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
UFZ-86V340	-40 à -86 °C	338 L
UFZ-86V410	-40 à -86 °C	408 L
UFZ-86V590	-40 à -86 °C	588 L
UFZ-86V730	-40 à -86 °C	728 L
UFZ-86V840	-40 à -86 °C	838 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Système à microprocesseur précis plage de -86 °C à -40 °C, par pas de 1 °C.

Système de refroidissement puissant à conception unique pour une descente rapide en température.

Porte intérieure de sécurité assurant une meilleure étanchéité ; étagères réglables selon les besoins.

Cuve en acier inoxydable 304 pour un nettoyage facile.

Fiabilité panneau de commande protégé par mot de passe contre toute modification non autorisée.

Alarmes sonore et visuelle haute/basse température, défaut de sonde, panne de thermostat, coupure de courant, porte ouverte, température ambiante, panne de condenseur, contrôle du filtre, tension anormale, batterie faible.

Serrure de porte pour la sécurité du stockage.

