

Spectrophotomètre d'absorption atomique SP-AA320

Réf. : SP-AA320

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-AA320
Plage de longueurs d'onde	190–900 nm
Précision en longueur d'onde	$\leq \pm 0,5$ nm
Répétabilité en longueur d'onde	$\leq 0,3$ nm (sens unique)
Bande spectrale	0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2,4 / 5,0 nm
Résolution	≤ 40 %
Stabilité de la ligne de base	$\pm 0,004$ Abs / 30 min
Concentration caractéristique du cuivre	$\leq 0,04$ µg/ml / 1 %
Limite de détection du cuivre	$\leq 0,08$ µg/ml
Capacité de correction de fond	> 30 fois
RS232	Inclus
Imprimante	En option
Alimentation	220 V, 3 A, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre d'absorption atomique couvrant la plage 190–900 nm avec plusieurs bandes spectrales sélectionnables (0,2 à 5,0 nm), correction de fond et interface RS232.