

Spectrophotomètre d'absorption atomique SP-AA4530

Réf. : SP-AA4530

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-AA4530
Plage de longueurs d'onde	190–900 nm
Bande spectrale	0,1 / 0,2 / 0,4 / 1,0 / 2,0 nm
Précision en longueur d'onde	±0,15 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,04 nm
Stabilité de la ligne de base	≤0,002 A / 30 min (Cu)
Concentration caractéristique	0,02 µg/ml / 1 % (Cu)
Limite de détection	0,004 µg/ml (Cu)
Précision	0,005
Réseau	1800 lignes/mm
Brûleur	Brûleur titane tout métal
Atomiseur	Atomiseur en verre
Nombre de lampes	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre d'absorption atomique couvrant la plage 190–900 nm, doté d'un brûleur titane tout métal, d'un atomiseur en verre, d'un réseau 1800 lignes/mm et de 8 supports de lampes.