

# Étuve de séchage verticale à air pulsé série FDO-B

Réf. : Série FDO-B (FDO-30BI → FDO-625B)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle   | Capacité (L) | Plage de température | Fluctuation | Uniformité |
|----------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| FDO-30BI | 30           | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-45B  | 45           | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-65B  | 65           | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-85B  | 85           | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-125B | 125          | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-230B | 230          | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |
| FDO-625B | 625          | RT+10–300 °C         | ±1 °C       | ±2,5 %     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage verticale à convection forcée (air pulsé) pour le séchage, la cuisson et la stérilisation. Affichage LCD, sonde Pt100, minuterie 1–9999 min, 2 étagères, alimentation AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz (110 V en option). Fluctuation ±1 °C, uniformité ±2,5 %, résolution 0,1 °C.