

Analyseur de coagulation automatique économique CA-A100

Réf. : CA-A100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CA-A100
Vitesse de test	100 tests/h
Sonde	1
Méthode	Optique
Paramètres	APTT, PT, FIB, TT
Canaux de test	4
Positions échantillons	5
Positions réactifs	6
Réfrigération	Oui
Position de lavage	1
Alarmes	Cuvettes/réactifs/détergent insuffisants ; trop-plein déchets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de coagulation automatique économique à méthode optique. Vitesse de 100 tests/h, une sonde, 4 canaux de test, paramètres APTT, PT, FIB, TT. 5 positions échantillons, 6 positions réactifs, fonction de réfrigération, éclairage LED, alarmes (cuvettes, réactifs, détergent insuffisants ; trop-plein des déchets).