

Analyseur de coagulation automatique CA-A200

Réf. : CA-A200



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CA-A200
Vitesse de test	200 tests/h
Sonde	1
Méthodes	Coagulation (billes magnétiques), immunoturbidimétrie, substrat chromogène
Paramètres	PT, APTT, FIB, TT, D-dimères, FDP, AT-III, facteurs, FM, APC-R, PC, PS, vWF, héparine...
Canaux de test	4
Positions échantillons	35
Canaux de préchauffage	20
Positions réactifs	21 (20+1)
Bras d'échantillonnage	1
Position de lavage	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'analyseur de coagulation automatique CA-A200, hautement automatisé, offre un débit élevé.

Caractéristiques :

Haut débit

traitement simultané de plusieurs échantillons, vitesse de test élevée.

Fonctionnement automatique

traitement des échantillons, ajout de réactifs et mesure automatisés.

Méthodes

coagulation (billes magnétiques), immunoturbidimétrie, substrat chromogène. Panel étendu (PT, APTT, FIB, TT, D-dimères, FDP, AT-III, facteurs, FM, PC, PS, vWF, héparine...).
