

Analyseur de coagulation semi-automatique (CA-51 / CA-52 / CA-54)

Réf. : CA-51 • CA-52 • CA-54



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CA-51	CA-52	CA-54
Canaux de test	1 canal	2 canaux (2 paramètres simultanés)	4 paramètres simultanés
Préchauffage échantillons	6 positions	16 positions	24 positions
Préchauffage réactifs	2 positions	4 positions	6 positions
Minuteries logicielles	1	2	4
Longueur d'onde	470 nm	470 nm	470 nm
Consommation échantillon	20–40 µL	20–40 µL	20–40 µL
Consommation réactif	20–40 µL	20–40 µL	20–40 µL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'analyseur de coagulation sanguine est un dispositif médical courant pour mesurer divers composants de la coagulation. Disponible en 1 canal (CA-51), 2 canaux (CA-52, 2 paramètres simultanés) ou 4 canaux (CA-54, 4 paramètres simultanés). Mesure à 470 nm, positions de préchauffage des échantillons et réactifs, faible consommation d'échantillon/réactif (20–40 µL).