

Analyseur d'électrolytes (EA-703 / EA-705)

Réf. : EA-703 • EA-705

12 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	EA-703	EA-705
Paramètres	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Ca ²⁺ , pH
Technologie	Électrode ionique sélective	Électrode ionique sélective
Température de service	5–40 °C	5–40 °C
Alimentation	100–240 V, 50/60 Hz	100–240 V, 50/60 Hz
Dimensions (l×P×H)	470×400×420 mm	470×400×420 mm
Poids net / brut	8,5 / 15 kg	8,5 / 15 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur d'électrolytes par électrode ionique sélective pour le laboratoire clinique. L'EA-703 mesure K⁺, Na⁺, Cl⁻ ; l'EA-705 ajoute Ca²⁺ et pH. Fonctionnement à 5–40 °C, alimentation 100–240 V, dimensions 470×400×420 mm.