

Analyseur d'électrolytes, série EA (EA-300A / EA-400A / EA-500A)

Réf. : EA-300A • EA-400A • EA-500A



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	EA-300A	EA-400A	EA-500A
Paramètres	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Li ⁺	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Ca ²⁺ , pH
Types d'échantillon	Plasma, sérum, sang total, urine	Plasma, sérum, sang total, urine	Plasma, sérum, sang total, urine
Consommation min.	≤65 µL	≤65 µL	≤65 µL
Vitesse	≤30 s/test	≤30 s/test	≤30 s/test
Technologie	Électrode ionique sélective	Électrode ionique sélective	Électrode ionique sélective
Stockage	Jusqu'à 10000 résultats	Jusqu'à 10000 résultats	Jusqu'à 10000 résultats
Imprimante	Thermique interne	Thermique interne	Thermique interne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'analyseur d'électrolytes est un appareil de laboratoire de haute précision par électrode ionique sélective.

Caractéristiques :

Instructions en ligne pour l'auto-dépannage.

Procédure de nettoyage à haute efficacité.

Alertes de maintenance des électrodes.

Échantillons

plasma, sérum, sang total, urine ; consommation ≤65 µL ; test ≤30 s ; stockage jusqu'à 10000 résultats ; imprimante thermique interne.