

Analyseur de gaz du sang et électrolytes BGE-150 (échantillonnage automatique)

Réf. : BGE-150



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BGE-150
Paramètres mesurés	pH, PCO ₂ , PO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ²⁺
Paramètres calculés	HCO ₃ , SBC, BE, Beecf, TCO ₂ , SO ₂ , P50, A-aDO ₂ , RI, Tca, nCa...
Échantillon	Sang total 150 µL
Méthode	Échantillonnage automatique
Durée du test	50 s
Imprimante	Thermique intégrée
Afficheur	Écran tactile TFT couleur 8"
Stockage	≥5000 résultats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de gaz du sang et d'électrolytes à échantillonnage automatique. Mesure pH, PCO₂, PO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺ et calcule de nombreux paramètres dérivés (HCO₃, SBC, BE, TCO₂, SO₂, P50...). Échantillon de sang total de 150 µL, test en 50 s, imprimante thermique intégrée, écran tactile TFT couleur 8", stockage ≥5000 résultats.