

Analyseur de gaz du sang et électrolytes BGE-150I

Réf. : BGE-150I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BGE-150I
Paramètres mesurés	pH, PCO ₂ , PO ₂
Paramètres calculés	HCO ₃ , SBC, BE, Beecf, TCO ₂ , SO ₂ , P50, A-aDO ₂ , RI...
Électrodes	État solide (longue durée de vie)
Échantillon	Sang total 150 µL
Méthode	Échantillonnage automatique
Durée du test	50 s
Imprimante	Thermique intégrée
Afficheur	Écran tactile TFT couleur 8"
Stockage	≥5000 résultats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Le BGE-150I est un analyseur de gaz du sang et d'électrolytes très avancé à électrodes ioniques à l'état solide, offrant des mesures précises et une longue durée de vie.

Fonction d'échantillonnage entièrement automatique.

Analyse complète des gaz du sang, électrolytes, saturation en oxygène, etc. Écran tactile TFT couleur 8", imprimante thermique, stockage ≥5000 résultats.