

Analyseur de gaz du sang et électrolytes BGE-95

Réf. : BGE-95



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Paramètre	Plage de mesure	Unité
pH	6,000–9,000	pH
pCO ₂	0,667–26,67 / 5,0–200,0	kPa / mmHg
pO ₂	0–106,7 / 0–800,0	kPa / mmHg
K ⁺	0,50–10,00	mmol/L
Na ⁺	50,0–200,0	mmol/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet analyseur de gaz du sang et d'électrolytes offre une analyse entièrement automatisée du pH, de la pCO₂, de la pO₂ et des électrolytes.
Plages de mesure

pH 6,000–9,000 ; pCO₂ 5,0–200,0 mmHg ; pO₂ 0–800,0 mmHg ; K⁺ 0,50–10,00 mmol/L ; Na⁺ 50,0–200,0 mmol/L.