

Analyseur d'hématologie automatique 3 parties HA-5000

Réf. : HA-5000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	HA-5000
Paramètres	21 (WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC)
Histogrammes	WBC, RBC, PLT
Méthode	Principe de Coulter ; hémoglobine par colorimétrie
Débit	60 tests/h
Afficheur	Écran tactile couleur 10,4"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'analyseur d'hématologie automatique est un dispositif médical de test et d'analyse des échantillons sanguins des patients. Différenciation 3 parties selon le principe de Coulter, dosage de l'hémoglobine par colorimétrie, 21 paramètres, histogrammes WBC/RBC/PLT, débit de 60 tests/h, écran tactile couleur 10,4", multilingue.