

Analyseur d'hématologie vétérinaire 5 parties HA-610VET

Réf. : HA-610VET



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	HA-610VET
Débit	60 tests/h
Paramètres	29 (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#)
Graphiques	2 diagrammes de dispersion, 2 histogrammes (RBC, PLT)
Principe	Diffusion laser triangulaire (cytométrie en flux)
Application	Vétérinaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Cytométrie en flux à laser à semi-conducteur pour une différenciation précise des globules blancs.

Conception compacte, adaptée aux hôpitaux vétérinaires disposant de peu d'espace.

Plusieurs dispositions réduisant la consommation de réactifs et les coûts.

Technologie de détection haute précision. 29 paramètres, 2 diagrammes de dispersion et 2 histogrammes.