

Analyseur d'hématologie automatique 5 parties HA-6555

Réf. : HA-6555



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	HA-6555
Paramètres	WBC 5 parties (LYM/MON/NEU/EOS/BAS # et %), RBC, HGB, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW-SD/CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR...
Graphiques	1 diagramme de dispersion WBC interprété, 4 histogrammes (RBC, PLT, WBC, Cyto)
Principe	Diffusion laser à semi-conducteur + focalisation d'énergie + double gaine
Débit	Jusqu'à 90 échantillons/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

L'analyseur HA-6555 utilise la diffusion par laser à semi-conducteur.

1. Technologie de focalisation de l'énergie laser

en concentrant le faisceau sur la surface de l'échantillon, elle permet d'extraire les informations moléculaires.

2. Technologie de fluide de focalisation à double gaine.

Paramètres complets (WBC 5 parties, RBC, PLT...) et jusqu'à 90 échantillons/h.