

Analyseur d'humidité halogène

Réf. : BA-HM005 → BA-HM101



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Plateau
BA-HM005	50	0,005	Φ100 mm
BA-HM105	100	0,005	Φ100 mm
BA-HM102	100	0,002	Φ100 mm
BA-HM101	100	0,001	Φ100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure le taux d'humidité en quelques minutes (contrôle qualité).