

Analyseur TOC à détecteur NDIR — TOC-A200

Réf. : —

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Plage de mesure	0-30000mg/l (Can exanded)
Répétabilité	3%
Salinité maximale	85g/l
Limite de détection	50µg/l
Dimensions (L×P×H) (mm)	455×430×440

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de carbone organique total (TOC) pour le contrôle de la qualité de l'eau.