

Analyseur TOC — TOC-A2000 / A5000P

Réf. : TOC-A2000 / TOC-A5000P

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Méthode de mesure	High Temperature Catalytic Combustion
Détecteur	NDIR
Paramètres analysés	TC, TIC, TOC, NPOC
Control Mode	PC software controlled
Gaz requis	Oxygen, purity $\geq 99.995\%$
Type d'échantillon	Liquid sample is optional.
Gamme de mesure	0-1000mg/L, can extend to 0-100,000mg/L (Manually dilution)
Limite de détection	TC: 50 μ g/L
Temps de mesure	TC: around 4min
Max. Permissible Error	TOC: $\pm 5\%$
Répétabilité	$\leq 3\%$
Injection Volume	TC: 100-500 μ L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseurs de carbone organique total (TOC) — modèles TOC-A2000 et TOC-A5000P. Mesure du TC, TIC, TOC et NPOC par combustion catalytique à haute température.