

Analyseur TOC — TOC-A5000

Réf. : —

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Méthode	High temperature combustion
Paramètres	TC, TIC, TOC, NPOC
Gaz requis	Oxygen 99.995%
Dimensions (L×P×H) (mm)	500×450×480

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de carbone organique total (TOC) pour le contrôle de la qualité de l'eau.