

Analyseur TOC de paillasse — TOC-A3000

Réf. : TOC-A3000

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Détecteur	NDIR
Méthode	Wet Method
Parameters	TC, TIC, TOC, NPOC
Digestion Mode	Wet Chemical Oxidation by UV
Operation Mode	PC software Control
Application	Liquid Sample
Gaz requis	Nitrogen ≥99.995%
Gamme de mesure	0-10000mg/l(ppm)
Limite de détection	50µg/l (ppb)
Répétabilité	3%
Salinité maximale	85g/l
Alimentation	AC 220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de carbone organique total (TOC) de paillasse — modèle TOC-A3000. Mesure du TC, TIC, TOC et NPOC par méthode humide, pour le laboratoire.