

Analyseur TOC — TOC-A1500 / A1700

Réf. : TOC-A1500 / TOC-A1700

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Plage de détection	0.001-1.5mg/l
Méthode	Hors ligne
Limite de détection	1ppb
Tolérance maximale	±5%
Temps d'analyse	3 min
Temps de réponse	≤ 10 min
Température de l'échantillon	1-95°C
Température ambiante	10-40°C with temperature change ±5°C/d
Débit de l'échantillon	1 ml/min
Humidité relative	0.985
Tolérance de répétabilité	≤3%
Dérive	±5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur portable de carbone organique total (TOC) — modèles TOC-A1500 et TOC-A1700. Mesure du TC, TIC et TOC, compact et autonome, pour le terrain comme le laboratoire.

TOC-A1500: Mesure offline

