

Analyseur d'urine automatique (US-30 / US-30I)

Réf. : US-30 • US-30I

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	US-30	US-30I
Principe	Vision artificielle : identification, classification et comptage des éléments figurés	Vision artificielle : identification, classification et comptage des éléments figurés
Débit	30–40 échantillons/h	30 échantillons/h
Volume d'échantillon	Urine min. 2 mL ; injection min. 1 mL	Urine min. 2 mL ; injection min. 1 mL
Précision	≥95 %	≥95 %
Reproductibilité	CV <10 %	CV <10 %
Taux de contamination	<0,05 %	<0,05 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'US-30I s'appuie sur des technologies de détection automatisées avancées et des algorithmes de reconnaissance intelligents.

Caractéristiques :

Traitement d'échantillons entièrement automatisé

système intelligent d'échantillonnage et d'aspiration.

Capture intelligente et imagerie HD.

Analyse par vision artificielle

identification, classification et comptage automatiques des éléments figurés de l'urine par méthodes morphologiques microscopiques.

Débit 30–40 échantillons/h ; volume minimal d'urine 2 mL (injection 1 mL) ; précision ≥ 95 % ; reproductibilité CV < 10 %
; taux de contamination < 0,05 %.