

Analyseur d'urine semi-automatique UA-200

Réf. : UA-200



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	UA-200
Vitesse de test	120 échantillons/h
Principe de mesure	Source de lumière froide ultra-brillante, réflectométrie
Bandelettes	10, 11, 12 et 14 paramètres
Paramètres	GLU, BIL, KET, SG, pH, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, CRE, CA...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'UA-200 est un analyseur d'urine semi-automatique utilisant une technologie et des algorithmes avancés. Fondé sur le principe de la réflectométrie avec une source de lumière froide ultra-brillante, il traite jusqu'à 120 échantillons par heure et prend en charge les bandelettes à 10, 11, 12 et 14 paramètres (glucose, bilirubine, cétones, densité, pH, sang, protéines, urobilinogène, nitrites, leucocytes, acide ascorbique, créatinine, calcium...).