

Analyseurs de vitesse de sédimentation (VS)

Réf. : ESR-10A • ESR-20A

12 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Temps
ESR-10A / ESR-20A	20 samples/hour	The test time 30 min, equivalents

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

l'analyseur automatique de vitesse de sédimentation (VS) ESR-10/20 utilise une détection infrarouge avancée pour une mesure entièrement automatisée et de haute précision. En combinant balayage infrarouge périodique et détection automatique intermittente de l'interface érythrocytes/plasma, il surveille en continu la séparation dynamique et mesure automatiquement la vitesse de sédimentation en tubes verticaux.

Toutes les données sont traitées instantanément par l'ordinateur intégré et converties en résultats Westergren reconnus internationalement, conformes aux exigences cliniques. Outil essentiel pour le diagnostic et le suivi de diverses maladies inflammatoires et auto-immunes (infections, polyarthrite rhumatoïde, certains cancers).