

Spectrophotomètre d'absorption atomique série SP-AAG (SP-AA3624G / SP-AA3628G)

Réf. : SP-AA3624G / SP-AA3628G

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-AA3624G	SP-AA3628G
Système optique	Simple faisceau	Simple faisceau
Monochromateur	Type Czerny-Turner, focale 350 mm	Type Czerny-Turner, focale 350 mm
Réseau	1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm	1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm
Bande spectrale	0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique)	0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique)
Plage de longueurs d'onde	185–900 nm	185–900 nm
Précision en longueur d'onde	0,3 nm	0,2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,1 nm	≤0,1 nm
Écart de bande spectrale	±0,02 nm	±0,02 nm
Nombre de lampes	4	8
Type de lampe à élément	Lampe Cd (accessoire standard)	Lampe Cd (accessoire standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre d'absorption atomique largement utilisé pour l'analyse des éléments majeurs et traces. Équipé d'un système logiciel et matériel complet, hautement intelligent et simple d'utilisation ; les méthodes de travail peuvent être mémorisées.