


# Spectrophotomètre d'absorption atomique série SP-AA (SP-AA3638 / SP-AA3668)

Réf. : SP-AA3638 / SP-AA3668

24 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                 | SP-AA3638                                                           | SP-AA3668                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Système optique                 | Simple faisceau                                                     | Double faisceau                                                     |
| Monochromateur                  | Type Czerny-Turner, focale 350 mm                                   | Type Czerny-Turner, focale 350 mm                                   |
| Réseau                          | 1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm                     | 1800 lignes/mm, longueur d'onde de blaze 250 nm                     |
| Bande spectrale                 | 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique) | 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 / 2 nm (sélection de fente automatique) |
| Plage de longueurs d'onde       | 185–900 nm                                                          | 185–900 nm                                                          |
| Précision en longueur d'onde    | 0,20 nm                                                             | 0,15 nm                                                             |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,10 nm                                                            | ≤0,05 nm                                                            |
| Écart de bande spectrale        | ±0,02 nm                                                            | ±0,02 nm                                                            |
| Nombre de lampes                | 8                                                                   | 8                                                                   |
| Atomiseurs                      | Flamme et four                                                      | Flamme et four                                                      |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Spectrophotomètre d'absorption atomique  
largement utilisé pour l'analyse des éléments  
majeurs et traces. Équipé d'un système logiciel  
et matériel complet, hautement intelligent. Il  
dispose d'atomiseurs flamme et four**

---

les deux modes de test se commutent librement et s'accordent  
automatiquement.