

Autoclave classe B à porte automatique (ST-BA18B → ST-BA45B)

Réf. : ST-BA18B • ST-BA24B • ST-BA45B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-BA18B	ST-BA24B	ST-BA45B
Volume	18 L	24 L	45 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø250×370	Ø250×470	Ø316×615
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Porte	Automatique	Automatique	Automatique
Puissance	2,2 kW	2,2 kW	3,5 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Conforme à la norme européenne classe B pour une stérilisation efficace.

Porte automatique pour une utilisation pratique et sûre.

Commande micro-informatique à écran LED pour une stérilisation précise et fiable.

Équipé des tests BD, HELIX et vide pour un contrôle complet.