

Autoclave de paillasse classe B (ST-B8B → ST-B24B)

Réf. : ST-B8B • ST-B12B • ST-B18B • ST-B24B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-B8B	ST-B12B	ST-B18B	ST-B24B
Volume	8 L	12 L	18 L	24 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø170×320	Ø200×355	Ø250×370	Ø250×452
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Précision de température	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Puissance	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Conforme à la norme européenne classe B pour une stérilisation efficace.

Commande micro-informatique à écran LCD et touches tactiles pour un suivi aisé.

Équipé des tests BD, HELIX et vide pour un contrôle complet de la stérilisation.

Protections automatiques surtempérature, surpression, bas niveau d'eau.