

Autoclave de paillasse à vide pulsé, classe B (ST-B60PV / ST-B80PV)

Réf. : ST-B60PV • ST-B80PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-B60PV	ST-B80PV
Capacité	60 L	80 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø391×521	Ø391×671
Type	Vide pulsé (classe B)	Vide pulsé (classe B)
Température de service	121 / 134 °C	121 / 134 °C
Pression de conception	-0,1 / 0,3 MPa	-0,1 / 0,3 MPa
Réservoir d'eau	14 L	14 L
Matériau de la chambre	Inox 304	Inox 304
Niveau sonore	≤65 dB	≤65 dB
Consommation	5,8 kW	6,2 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série ST-B60/80PV est un stérilisateur de type B utilisant la vapeur comme médium. Le programme non-liquide convient à la stérilisation des instruments chirurgicaux, etc. Cuve en inox 304, réservoir d'eau 14 L, pression de conception -0,1/0,3 MPa, températures de service 121/134 °C.