

Autoclave de paillasse classe N (ST-B18NI / ST-B24NI)

Réf. : ST-B18NI • ST-B24NI

24 MONTH
WARRANTY



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-B18NI	ST-B24NI
Volume	18 L	24 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø250×370	Ø250×452
Température de service	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Précision de température	±1 °C	±1 °C
Puissance	1,5 kW	2 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Conforme à la norme européenne classe N pour l'efficacité de la stérilisation.

Système de commande micro-informatique pour la programmation automatique des cycles et le réglage de la température.

Dispositif de verrouillage de sécurité empêchant l'ouverture du couvercle sous pression.

Interface de test standard pour fonctions additionnelles.