

Autoclave de paillasse classe N 45 L (ST-B45N)

Réf. : ST-B45N

24 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-B45N
Capacité	45 L
Chambre (Ø×H)	Ø316×590 mm
Matériau de la chambre	Inox 304
Température de stérilisation	105–136 °C
Température maximale	136 °C
Précision / uniformité	0,1 °C / $\pm 0,5$ °C
Pression de stérilisation	0,23 MPa
Pression de conception	0,3 MPa
Dimensions externes (l×P×H)	870×600×520 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Protection contre la surchauffe	coupure automatique du chauffage avec alerte sonore et visuelle.
Verrouillage électrique	empêche le démarrage d'un cycle si la porte n'est pas correctement fermée.
Verrouillage porte-température	empêche l'explosion des liquides en les refroidissant.
Protection anti-brûlure	coupure automatique du chauffage avec alerte.