

# Autoclave vapeur horizontal, série ST-H (60 → 450 L)

Réf. : ST-H60 → ST-H450

24 MONTH  
WARRANTY

CE



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle  | Capacité | Dimensions externes (l×P×H) (mm) |
|---------|----------|----------------------------------|
| ST-H60  | 60 L     | 985×600×1450                     |
| ST-H80  | 80 L     | 985×600×1450                     |
| ST-H100 | 100 L    | 1200×600×1450                    |
| ST-H135 | 135 L    | 1000×710×1550                    |
| ST-H150 | 150 L    | 1330×710×1550                    |
| ST-H185 | 185 L    | 1250×710×1550                    |
| ST-H200 | 200 L    | —                                |
| ST-H300 | 300 L    | —                                |
| ST-H450 | 450 L    | —                                |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection contre la surchauffe</b>     | coupure automatique du chauffage avec alarme sonore et visuelle.           |
| <b>Verrouillage électrique de sécurité</b> | empêche le démarrage d'un cycle si la porte n'est pas correctement fermée. |
| <b>Verrouillage porte-température</b>      | empêche l'ouverture tant que le liquide est chaud (anti-projection).       |