

Autoclave vapeur horizontal à double enveloppe, série ST-HI (150 → 400 L)

Réf. : ST-H150I • ST-H200I • ST-H300I • ST-H400I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-H150I	ST-H200I	ST-H300I	ST-H400I
Volume (L)	150	200	300	400
Chambre (Ø×L) (mm)	Ø472×880	Ø472×1150	Ø620×995	Ø620×1320
Consommation de vapeur (kg)	≤12	≤13	≤18	≤22
Consommation d'eau (kg)	≤30	≤30	≤40	≤40
Puissance (kW)	≤18	≤18	≤23	≤23

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Chambre intérieure circulaire horizontale et structure à double enveloppe pour la sécurité et la conservation de la chaleur.

Système de commande à interface homme-machine (HMI), écran tactile et micro-ordinateur.

Structure de porte à engrenage encastré de type disque et verrou électrique, fiable et sûre.