

Autoclave horizontal à vide pulsé, série ST-HPV (60 → 450 L)

Réf. : ST-H60PV → ST-H450PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Dimensions externes (L×P×H) (mm)
ST-H60PV	60 L	985×600×1450
ST-H80PV	80 L	985×600×1450
ST-H100PV	100 L	1200×600×1450
ST-H150PV	150 L	1330×710×1550
ST-H200PV	200 L	1320×710×1550
ST-H300PV	300 L	1350×900×1750
ST-H450PV	450 L	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autoclave horizontal à vide pulsé assurant, grâce au pré-vide, une pénétration efficace de la vapeur pour la stérilisation des charges poreuses et à lumière. Capacités de 60 à 450 L.