

# Autoclave horizontal à vide pulsé à porte motorisée à charnière, série ST-BA (650 → 1500 L)

Réf. : ST-BA650PV → ST-BA1500PV



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                   | ST-BA650PV   | ST-BA800PV   | ST-BA1000PV  | ST-BA1200PV   | ST-BA1500PV   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Capacité (L)                      | 650          | 800          | 1000         | 1200          | 1500          |
| Chambre (l×P×H) (mm)              | 610×1200×910 | 610×1500×910 | 610×1800×910 | 680×1500×1180 | 680×1850×1180 |
| Consommation de vapeur (kg/cycle) | 35           | 47           | 55           | 65            | 80            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Porte coulissante à structure d'engrenage détachable, entraînée par chaîne moteur.

Type à passage à double porte, avec verrouillage de sécurité pression et température.

Étanchéité automatique par bague gonflable sous pression.

Capacités de 650 à 1500 L.