

Autoclave horizontal à vide pulsé à porte coulissante, série ST-BH (1200 / 1500 L)

Réf. : ST-BH1200PV • ST-BH1500PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-BH1200PV	ST-BH1500PV
Capacité (L)	1200	1500
Chambre (l×P×H) (mm)	680×1500×1180	680×1800×1180
Consommation de vapeur (kg/cycle)	600	750
Consommation d'eau (kg)	65	80
Pression de conception (chambre)	-0,1 / 0,3 MPa	-0,1 / 0,3 MPa
Pression de conception (enveloppe)	0,3 MPa	0,3 MPa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure de porte coulissante la porte glisse horizontalement pour s'ouvrir et se fermer.

Type à passage à double porte, avec verrouillage de sécurité pression et température.

Étanchéité automatique par bague gonflable sous pression.