

Autoclave horizontal à vide pulsé à porte motorisée, série ST-BVA (255 → 6000 L)

Réf. : ST-BVA250PV → ST-BVA6000PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Modèles	ST-BVA250PV → 6000PV (255, 360, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000 L)
Type	Horizontal, vide pulsé, porte motorisée
Capacité	255 à 6000 L
Agent de stérilisation	Vapeur saturée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'autoclave horizontal à vide pulsé de la série ST-BVA utilise la vapeur saturée pour la stérilisation. Porte motorisée, capacités de 255 à 6000 L, pour les charges volumineuses en milieu hospitalier et industriel.