

Autoclave horizontal à vide pulsé, série ST-BVB (150 → 800 L)

Réf. : ST-BVB150PV → ST-BVB800PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Modèles	ST-BVB150PV, 250PV, 300PV, 360PV, 450PV, 600PV, 800PV
Capacité	150 à 800 L
Type	Horizontal, vide pulsé
Pression de conception (intérieur)	-0,1 à 0,3 MPa
Pression de conception (enveloppe)	0,3 MPa
Température de conception	150 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'autoclave à vide pulsé de la série ST-BVB emploie la vapeur saturée comme agent stérilisant. Le pré-vide assure une pénétration efficace de la vapeur pour la stérilisation de charges volumineuses. Capacités de 150 à 800 L, chambre à double enveloppe, température de conception 150 °C.