

Autoclave horizontal à vide pulsé à porte coulissante, série ST-BVH (1200 → 13600 L)

Réf. : ST-BVH1200PV → ST-BVH13600PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Modèles	ST-BVH1200PV, 1500PV, 2000PV, 2500PV, 3000PV, 6000PV, 6700PV, 13600PV
Capacité	1200 à 13600 L
Type	Horizontal, vide pulsé, porte coulissante
Pression de conception (intérieur)	-0,1 à 0,3 MPa
Pression de conception (enveloppe)	0,3 MPa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Porte coulissante à fonction anti-pincement.

Bague d'étanchéité automatique haute efficacité pour un scellage efficace.

Structure principale à enveloppe renforcée de type européen, programmable.

Capacités de 1200 à 13600 L.