

Stérilisateur vapeur horizontal avec séchage, série ST-YDA (150 → 500 L)

Réf. : ST-H150YDA → ST-H500YDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-H150YDA	ST-H200YDA	ST-H280YDA	ST-H400YDA	ST-H500YDA
Capacité	150 L	200 L	280 L	400 L	500 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Φ440×1000	Φ515×1000	Φ600×1000	Φ700×1100	Φ700×1300
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Température max.	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Séchage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur vapeur horizontal utilise l'échange par gravité.

Caractéristiques :

Processus de stérilisation à commande automatique, simple d'emploi.

Fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux.