

Stérilisateur vapeur horizontal avec séchage, série ST-YDB (150 / 200 / 280 L)

Réf. : ST-H150YDB • ST-H200YDB • ST-H280YDB

24 MONTH
WARRANTY

CE



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-H150YDB	ST-H200YDB	ST-H280YDB
Capacité	150 L	200 L	280 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Φ440×1000	Φ515×1000	Φ600×1000
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Température max.	134 °C	134 °C	134 °C
Plage de stérilisation	40–134 °C	40–134 °C	40–134 °C
Temps de stérilisation	0–99 min	0–99 min	0–99 min
Séchage	Oui	Oui	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'autoclave vapeur horizontal utilise l'échange par gravité.

Caractéristiques :

Processus de stérilisation à commande automatique, simple d'emploi.

Fonction de séchage, adaptée au séchage des pansements médicaux.