

Autoclave portable à chauffage électrique 18/24 L (ST-P18 / ST-P24)

Réf. : ST-P18 • ST-P24



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-P18	ST-P24
Volume	18 L	24 L
Chambre (Ø×H)	Ø280×295	Ø280×390
Température de service	126 °C	126 °C
Pression de service	0,142 MPa	0,142 MPa
Précision de température	±1 °C	±1 °C
Puissance	2,0 kW	2,0 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz
Chauffage	Électrique	Électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'autoclave portable stérilise rapidement et efficacement, premier choix pour les petites structures. Autonome et compact, disponible en 18 L ou 24 L, il ne nécessite aucune installation. Température de service 126 °C, pression 0,142 MPa, chauffage électrique.