

# Autoclave portable à chauffage électrique/gaz 18/24 L (ST-P18B / ST-P24B)

Réf. : ST-P18B • ST-P24B



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique          | ST-P18B           | ST-P24B           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Volume                   | 18 L              | 24 L              |
| Chambre (Ø×H)            | Ø280×295          | Ø280×390          |
| Température de service   | 126 °C            | 126 °C            |
| Pression de service      | 0,142 MPa         | 0,142 MPa         |
| Précision de température | ±1 °C             | ±1 °C             |
| Puissance                | 2,0 kW            | 2,0 kW            |
| Alimentation             | AC 220 V, 50 Hz   | AC 220 V, 50 Hz   |
| Chauffage                | Électrique ou gaz | Électrique ou gaz |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur portable Scitek est compact et simple d'emploi, avec un cycle de stérilisation de 18 minutes. Chauffage électrique ou au gaz, disponible en 18 L ou 24 L. Température de service 126 °C, pression 0,142 MPa.